# Renseigner une fin de cursus et/ou historiser un interne

Gérer la fin d'internat



# Comment renseigner une fin de cursus et/ou historiser un interne ?

Cette fonctionnalité vous permet de renseigner une fin de cursus et/ou historiser un interne à partir de la fiche de l'interne ou l'écran de saisie des choix

1.1. Rense	gner une fin de cursus dans la fiche c	de l'interne
1.2. Affich	r un interne en fin de cursus dans l'e	écran de saisie des choix
1.3. Annule	r une fin de cursus	
1.4. Rense	gner en masse une fin de cursus	

2. HISTORISER UN INTERNE

1. RENSEIGNER LINE FIN DE CLIRSUS

- 2.1. Historiser un interne dans la fiche de l'interne
- 2.2. Annuler l'historisation d'un interne Restaurer


- 1.1 Renseigner une fin de cursus dans la fiche de l'interne
  - 1.2. Afficher un interne en fin de cursus dans l'écran de saisie des choix
  - 1.3. Annuler une fin de cursus

1.4. Renseigner en masse une fin de cursus

# 1.1. Renseigner une fin de cursus dans la fiche de l'interne

Dans l'écran Recherche par interne, j'ouvre la fiche d'un interne en mode Consultation.

| Consultation | Consu



Je clique sur le bouton Fin de cursus.

Durant la fin de cursus, l'interne sera classé pour le prochain semestre avec les internes de sa spécialité.

A tout moment, je peux annuler la fin de cursus afin d'afficher l'interne dans les écrans de classement et saisie des choix tout en conservant son rang d'appel.

- 1.1 Renseigner une fin de cursus dans la fiche de l'interne
  - 1.2. Afficher un interne en fin de cursus dans l'écran de saisie des choix
  - 1.3. Annuler une fin de cursus

1.4. Renseigner en masse une fir de cursus

## 1.2. Afficher un interne en fin de cursus dans l'écran de saisie des choix



Dans l'écran *Saisie des choix*, je coche la case Afficher les internes en fin de cursus.

Le classement sans affichage des fins de cursus va laisser des "pas" dans l'ordre d'appel (ici rangs 2, 3 et 4 mais sans le rang 1).




IMOtEP affiche l'interne au statut *Fin de cursus* tout en conservant son rang d'appel. Ici l'interne au rang d'appel 1

- 1.1 Renseigner une fin de cursus dans la fiche de l'interne
  - 1.2. Afficher un interne en fin de cursus dans l'écran de saisie des choix
  - 1.3. Annuler une fin de cursus
  - Renseigner en masse une fin de cursus

### 1.3. Annuler une fin de cursus



- 1.1 Renseigner une fin de cursus dans la fiche de l'interne
  - 1.2. Afficher un interne en fin de cursus dans l'écran de saisie des choix
  - 1.3. Annuler une fin de cursus
  - 1.4. Renseigner en masse une fin de cursus



# 2. HISTORISER UN INTERNE

2.1. Historiser un interne dans la fiche de l'interne

2.2. Annuler l'historisation d'un interne - *Restaurer* 

## 2. Historiser un interne

### 2.1. Historiser un interne dans la fiche de l'interne

# Prérequis L'historisation d'un interne est réalisable après que celui-ci ait été mis en Fin de cursus (cf. 1.1. Renseigner une fin de cursus dans la fiche de l'interne). Premièrement, je renseigne une Fin de cursus pour l'interne. Ensuite, je clique sur le bouton Historiser. Etat du dossier Alerte : Je renseigne un motif de sortie Je clique sur le bouton Valider Démission Décès Autres 2nd Pass, Cond. Vous êtes sur le point d'historiser l'interne. Les données des semestres d'internat et des activités semestrielles pour le semestre prochain vont être supprimées. Si vous souhaitiez modifier le champ Observations de la fiche de l'interne, notamment si yous avez choisi le motif de sortie 'Autres', il convient de le faire avant l'historisation. Confirmez-yous l'historisation IMOtEP affiche un message de confirmation d'historisation de l'interne. Après une lecture du message, je clique sur le bouton OUI pour confirmer. L'action HISTORISER supprime les activités semestrielles du semestre prochain. L'état du dossier de l'interne est au statut HI - Historisé



12

# 2. HISTORISER UN INTERNE

2.1. Historiser un interne dans la fiche de l'interne


2.2. Annuler l'historisation d'un interne - *Restaurer* 

# 2. Historiser un interne

## 2.2. Annuler l'historisation d'un interne - Restaurer

### Prérequis

L'action Restaurer un interne est réalisable dans le cas où celui-ci a été historisé.



L'action *Restaurer* un interne annule l'historisation et la fin de cursus.

L'état du dossier de l'interne repasse au statut

AC - Actif